

Généré le : 21-11-2024 à 13:22:05

T-STOPLEX - Andropause - Effiplex Dr. Schmitz - INFINIE SANTE

Produit T-STOPLEX - Andropause - Effiplex Dr. Schmitz

Prix 16.00 EUR

Image produit



Résumé

Troubles biologiques pouvant accompagner la diminution du taux de test osté rone, c'est-à-dire en cas :Tonus et de vitalité, Augmentation du désir et de puissance intime, Baisse de la masse graisseuse corporelle, Augmentation de la densité des cheveux, Solidité osseuse. Contenance : flacon 50ml Produit élaboré par le Docteur Schmitz- EFFIPLEX - LabeffiplexUtiliser toujours nos produits sur l'avis d'un thérapeute

. Informations : Explication scientifique sur le mécanisme de synthèse de la test osté rone La synthèse des hormones mâles (androgènes, en particulier la test osté rone, 85%) est réalisée par les cellules de

Leydig dans les tes- ticules. Cette synthèse sécrète à son tour une hormone qui convertit de cholestérol en test osté rone. À partir de 40 ans, la capacité normale de sécrétion de test osté rone diminue de 1,2% par an. Le T-STOPLEX® apparaît comme un stimulant et régulateur hormonal

naturel. Il permet aux hommes d'âge mûr de conserver longtemps le bien-être, la forme et la santé. Le T-STOPLEX® agit de la manière qu'une hormone, c'est-à-dire comme un signal biologique

Description

déclencheur. Ses extraits de carapaces de crustacés et d'algues marines élaborés par hydrolyse de polysaccharides, sont ensuite couplés avec des minéraux, des vitamines et des micronutriments afin d'obtenir un composé physiologiquement actif stimulant la synthèse des hormones déficientes. L'avantage du T-STOPLEX® est d'agir grâce à des substances naturelles stimulantes, tout en restant dans les limites physiologiques. Ce produit, contrairement aux hormones de substitutions, ne provoquera jamais de surdosage hormonal, ni de surcharge organique due à des constituants de synthèse chimique. Différents essais et travaux ont montré que la consommation de 4 ml de T-STOPLEX® matin et soir pendant un mois, augmentait la concentration sanguine de 20 à 50% selon les individus Indications du T-STOPLEX® Le T-STOPLEX® est recommandé à tout homme dès l'approche de la cinquantaine. Prévient donc des troubles biologiques pouvant accompagner la diminution du taux de test osté rone. c'est-à-dire en cas : baisse de tonus et de vitalité, baisse du désir et de puissance intime, • augmentation de la masse graisseuse corporelle, • diminution de la densité des cheveux,• fragilité osseuse. Conseil d'utilisation : 2 pipettes (4 ml) le matin au lever et 2 pipettes (4 ml) le soir au coucher, soit un total de 8 ml par jour, à diluer dans 50 à 100 ml d'eau. Les premiers effets du produit sont généralement ressentis à l'issue de la première semaine. Afi n d'obtenir un effet optimal, il est recommandé de prendre le produit de manière ininterrompue pendant une période de 3 mois minimum à raison de 8 ml par jour et de passer ensuit à une dose d'entretien de 8 ml par jour une semaine sur deux.!! NE PAS CONSOMMER SIMULTANÉMENT AVEC DES STATINES (hypocholestérolémiant). Composition: EauOligosaccharides de chitine Extraits de carapaces de crabe (sous forme de glucosamine) 680 mgAlginate de sodiumExtrait d'algues brunes laminaria japonica 400 mgChitosan extrait de carapaces decrabe 280 mgVitamine C 160 mg (200% des AJR)Lactate de fer (Fer 1,6 mg, soit 11,4%des AJR)Acétate dezinc (Zinc 11,4 mg, soit 114 % des

AJR) Contre-indications : Ce produit ne doit pas remplacer une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Tenir hors de portée des

enfants. A conserver à l'écart de l'humidité.